

# 毎分とどく。

# リアルタイムでわかる。



## FreeStyle リブレ 2

### 1 いつでも・どこでもわかる




仕事中や外出先でもスマートフォンをひらくだけで、自身のグルコース値を把握できます。

### 2 痛みなく・リアルタイムにわかる



痛みを伴うことなく、1分毎に測定されたグルコース値をリアルタイムに確認できます。

### 3 夜間低血糖や食後高血糖などがわかる(選べるアラート機能付き)




選べるアラートをオンにすると、低グルコース・高グルコースをアラートで通知します。



3ステップでかんたんにご使用できます。

## 1 FreeStyleリブレLinkアプリをダウンロード

右記2次元コードからFreeStyleリブレLinkアプリをダウンロード\*1します(各スマートフォンの対応OS・機種等の推奨環境\*2も、右記2次元コードから確認できます)。



## 2 装着

小型(500円玉サイズ)のセンサーを上腕の後ろ側に装着します。



## 3 確認

現在のグルコース値が毎分自動で表示されます。8時間の履歴も確認することができます。



## FreeStyleリブレ 2をご使用になる患者さん向けサポートサービス

## FreeStyle リブレケア

FreeStyleリブレをご使用になる方が安心して続けられるよう、LINEやメール、電話でサポートします。

上手く使い続けられるかな?

センサーを付けたままお風呂に入れるの?

一人でセンサー交換上手くできるかな?



### LINE

かんたん登録で各種サポート情報を確認



### メール

使い方や活用ヒントをタイムリーにお届け



### 電話

専任担当者が使い方をサポート

FreeStyleリブレケアの詳細内容の確認・登録はこちら



次のような場合、血糖自己測定器を併用してください。

- センサーにより得られた低グルコース値または低グルコース値の可能性について確認する場合。
  - センサーの測定結果と一致しない症状がある場合、または測定値の正確性に疑問がある場合。
- FreeStyleリブレ 2をご使用の際は、製品付属の添付文書、アプリの取扱説明書をご確認のうえ、ご使用ください。

\*1 アプリストアで「リブレLink」と検索してダウンロードすることも可能です。

\*2 アプリはFreeStyleリブレセンサーで使用可能でも、FreeStyleリブレ 2 センサーでは使用できない場合があります。最新の推奨環境を上記2次元コードのリンク先にてご確認ください。



本社:  
アボットジャパン合同会社  
ダイアベティスケア事業部  
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元:  
アボットジャパン合同会社  
ダイアベティスケア事業部  
千葉県松戸市松飛台 278  
販売名: FreeStyleリブレ 承認番号: 22800BZX00212000

FreeStyleリブレ 製品情報サイト  
myFreeStyle.jp

フリースタイルリブレ

