

Veterinary Pulse Oximeter

AniPal

動物用パルスオキシメータ「アニパル」 for Vet

More easily,
More affordable cost




動物用医療機器届出番号：28 動薬第 2164 号

- ▶ 携帯性に優れ、どこでも手軽に本格的なモニタリングが可能です。
- ▶ 麻酔時はもちろん診察時やICU、救急時など様々な状況で活用できます。



リアルタイムモニタ

- ▶ 酸素飽和度 (SpO₂) と脈拍数 (PR) を連続測定。
- ▶ 2種類の測定画面から選択。



ロングライフのハンドヘルド仕様


- ▶ 使用環境を選ばない携帯性
 - ▶ 外部電源不要で長時間駆動
乾電池48時間、バッテリー駆動30時間 (※1)
- (※1) 充電式バッテリーはオプションです。

リーズナブルコストで豊富な機能

- ▶ 測定中も過去データのチェック可能
- ▶ 視認性に優れる液晶で、バックライト機能付き
- ▶ 装着部位にあわせて大・小のセンサークリップを標準装備
- ▶ 破損を防ぐソフトシリコンカバー付属
- ▶ 携帯に便利なキャリングケース付属

アラーム機能で安心

- ▶ SpO₂/PR の Hi/Lo アラーム
- ▶ センサー外れやバッテリー低下の通知アラーム
- ▶ 消し忘れ防止のオートオフ機能



■ 標準付属品



ソフトシリコンカバー



プローブ & クリップ



キャリングケース

■ オプション品



ポールクラブ



プローブ 延長コード (1.5m)



充電式バッテリーキット

【仕様】

寸法	160 (W) × 70 (D) × 37 (H) mm	測定範囲	SpO ₂ 0~100% 脈拍 35~350bpm (拍/分)
重量	165g	測定精度	SpO ₂ 70~100% : ±2% 脈拍 25~350bpm : ±3bpm
電圧	6V	アラーム機能	可視可聴 上限/下限リミット, センサー外れ, バッテリー低下他
電源	単三アルカリ乾電池 4本		
測定	%SpO ₂ , 脈拍数		
表示	計測値, プラス・マイナス, 棒グラフ		

※本製品は都合により予告なく仕様及び外観が変更になる場合がありますこと予めご了承ください。

株式会社キムラメド

住所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 4-14-1-1

電話 03-5849-3192 FAX 03-5849-3193

✉ info@kimuramed.com http://www.kimuramed.jp/

