

ワンツーカーラー

選べる2つの形状(筒型・ワイド)と軽くて丈夫なプラスチックホック

♥サイズ別に色分けしたカラフルなホック ♥ぶら下げて保管が可能なフックホール付

筒型タイプ ワンツーカーラー Love・Happy

鼻先の長い子向きに広がりをおさえたコンパクトな筒型の形状です。

素材: 本体(ポリプロピレン) ホック(プラスチック) ソフトガード(塩化ビニール)



サイズ	ホックの色	厚さ mm		首回り cm	長さ cm	適応(参考)
		Love	Happy			
XP	イエロー	0.4		16~19	10	仔猫、チワワ など
P	オレンジ	0.4		18~21	11	猫、ヨークシャー・テリア など
XS	ピンク	0.4		20~24	13	猫、マルチーズ、ポメラニアン など
S	サックス	0.4	0.6	23~27	15	猫、ミニチュアダックス など
Sハード		0.6				
MS	ブルグレー	0.4		26~30	12	猫(大型)、パグ、シー・ズー など
M	ライトグリーン	0.4	0.6	26~30	16	ミニチュアダックス など
Mハード		0.6				
ML(ロング)	ホワイト	0.6		26~34	25	小型~中型犬(頭部ケア) など
L	パープル	0.6	0.6	29~34	18	ペキニーズ など
Lハード		0.75				
2L	ブラウン	0.6	0.6	33~38	20	柴犬 など
2Lハード		0.75				
3L	ネイビー	0.6	0.6	37~42	23	ビーグル など
3Lハード		0.75				
4L	グレー	0.6	0.6	41~46	25	アフガン・ハウンド、ボルゾイ シェットランド・シープドッグ など
4Lハード		0.75				



ワイドタイプ ワンツーカーラー Cat&ワイド

頭の丸い小型犬や猫向きのワイド型です。

素材: 本体(ポリプロピレン) ホック(プラスチック) ソフトガード(塩化ビニール)



サイズ	ホックの色	厚さ mm	首回り cm	長さ cm	適応(参考)
Cat	モカ	0.6	20~25	10.5	猫 など
P	オレンジ	0.6	19~22	12	猫、ヨークシャー・テリア、ポメラニアン、チワワ など
XS	ピンク	0.6	21~25	14	猫、ヨークシャー・テリア、ポメラニアン、シー・ズー パグ、パピオン など
S	サックス	0.6	24~28	15.5	パグ、パピオン、シー・ズー、トイ・プードル マルチーズ など
M	ライトグリーン	0.6	27~31	18	ペキニーズ、シー・ズー、パグ など