

＜製品仕様＞

機器仕様

測定対象 測定項目	イヌ：TSH、Cortisol、T4、Progesterone、CRP、SDMA ネコ：T4、SAA、SDMA
測定原理	イムノクロマト法
内蔵プリンタ	2 インチ 感熱式プリンタ電源
電源	AC/DC アダプター (AC100 ~ 240V、50/60Hz)
外形寸法	214.9 (幅) × 261 (奥行) × 203 (高さ) mm
重量	2.5kg
データ記憶量	2,000 テスト
画面表示	カラー TFT LCD タッチパネル
クラス分類	動物用一般医療機器

試薬仕様

	TSH	T4	cCortisol	cProgesterone
対象動物	イヌ	イヌ、ネコ	イヌ	
測定対象	血清			
反応時間	15 分	静置 10 分 + 反応 10 分		15 分
必要検体量	100 μ L	50 μ L		
測定範囲	0.25~5.00ng/mL	0.5~8.0 μ g/dL	1~30 μ g/dL	1.0~30.0ng/mL
クラス分類	動物用体外診断用医薬品			

	cCRP	fSAA	DMA
対象動物	イヌ	ネコ	イヌ、ネコ
測定対象	血清、血漿		
反応時間	5 分		
必要検体量	5 μ L		100 μ L
測定範囲	1.00~20.00mg/dL	5~200 μ g/mL	10.0~100 μ g/dL
クラス分類	動物用体外診断用医薬品		