

お客様 各位

## 「ニプロ PSV セット」仕様変更のご案内(第三報)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ PSV セット」の仕様変更が第一報から生産開始時期が延期となり、内容も一部変更になりましたのでご案内いたします。第二報から変更になった箇所は赤字に色付けしています。

引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 変更内容および変更理由

#### ●変更内容:

①コネクタ仕様を、ソフトコネクタからハードコネクタへ統一します。

変更理由: JIS 規格変更のため

②包装仕様をブリスター包装へ統一します。

③内箱サイズが変更になります。

④内箱バーコードラベルがレーザー印字へ変更になります。

⑤内箱・外箱の製造番号・使用期限表示がアイコン表示になります。




⑥外箱入り数とサイズが変更になります。1,000 本(20 箱)→2,000 本(40 箱)

⑦それに伴い商品コードと規格が変更になります。



変更理由: 生産の安定化のため

#### ①②変更内容



※イラストは代表図

現行仕様	
① ブリスターパッケージ・ソフトコネクタ	
② ラッパーパーッケージ・ソフトコネクタ	
② ラッパーパーッケージ・ハードコネクタ	



変更後仕様	
ブリスターパッケージ・ハードコネクタ	
	

### ③④⑤⑥変更内容

	現行仕様	仕様変更後
内箱	サイズ:110x247x78mm 入り数:50 本  	サイズ:110x165x78mm 入り数:50 本  
外箱	サイズ:548x368x246mm 入り数:1,000 本 	サイズ:408x458x363mm 入り数:2,000 本 

### 対象品番及び変更時期

### ⑦変更内容

#### ① ブリスターパッケージ・ソフトコネクタ → ブリスターパッケージ・ハードコネクタ

※現行品番の在庫には限りがありますので、過剰発注をお控えください。

JANCD	商品 CD	品番・規格	在庫消尽時期	JANCD	商品 CD	品番・規格
4987458040184	04-018	PSV 18GX 3/4	9 月下旬頃	4987458040788	04-078	PSVセット 18GX 3/4
4987458040092	04-009	PSV 19G* 3/4	11 月中旬頃	4987458040795	04-079	PSVセット 19GX 3/4
4987458040207	04-020	PSV 20GX 3/4	10 月中旬頃	4987458040801	04-080	PSVセット 20GX 3/4
4987458040214	04-021	PSV 21GX 3/4	9 月下旬	4987458040818	04-081	PSVセット 21GX 3/4
4987458040313	04-031	PSV 21GX 5/8	10 月中旬頃	4987458040917	04-091	PSVセット 21GX 5/8
4987458040221	04-022	PSV 22GX 3/4	9 月下旬頃	4987458040825	04-082	PSVセット 22GX 3/4
4987458040320	04-032	PSV 22GX 5/8	9 月下旬頃	4987458040924	04-092	PSVセット 22GX 5/8
4987458040139	04-013	PSV 23G* 3/4	9 月下旬頃	4987458040832	04-083	PSVセット 23GX 3/4
4987458040436	04-043	PSV 23G* 5/8	9 月下旬頃	4987458040931	04-093	PSVセット 23GX 5/8
4987458040146	04-014	PSV 24G* 3/4	10 月中旬頃	4987458040849	04-084	PSVセット 24GX 3/4
4987458040153	04-015	PSV 25G* 3/4	10 月中旬頃	4987458040856	04-085	PSVセット 25GX 3/4
4987458040450	04-045	PSV 25G* 5/8	11 月上旬頃	4987458040955	04-095	PSVセット 25GX 5/8
4987458040276	04-027	PSV 27GX 3/4	2026 年 1 月下旬	4987458040870	04-087	PSVセット 27GX 3/4

② ラッパパッケージ・ソフトコネクタ/ハードコネクタ → ブリスターパッケージ・ハードコネクタ

※現行品番の在庫には限りがありますので、過剰発注をお控えください。

JANCD	商品 CD	品番・規格	在庫消尽時期
4987458044182	04-418	PSV 18GX 3/4 ラッパ -	10 月下旬頃
4987458044502	04-450	PSV18GX3/4ハード コネクタ-ラッパ -	2026 年以降
4987458044090	04-409	PSV 19G* 3/4 ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044694	04-469	PSV19G*3/4ハード コネクタ-ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044205	04-420	PSV 20GX 3/4 ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044526	04-452	PSV 20GX3/4ハード コネクタ-ラッパ -	2026 年 4 月
4987458044212	04-421	PSV21GX3/4 ラッパ -	10 月末頃
4987458044533	04-453	PSV21GX3/4ハード コネクタ-ラッパ -	11 月下旬
4987458044410	04-441	PSV 21GX 5/8 ラッパ -	2026 年 5 月
4987458044595	04-459	PSV21GX5/8ハード コネクタ-ラッパ -	10 月下旬頃
4987458044229	04-422	PSV22GX3/4 ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044540	04-454	PSV22GX3/4ハード コネクタ-ラッパ -	10 月上旬頃
4987458044427	04-442	PSV 22GX 5/8 ラッパ -	10 月下旬頃
4987458044601	04-460	PSV22GX5/8ハード コネクタ-ラッパ -	10 月上旬頃
4987458044137	04-413	PSV 23G* 3/4 ラッパ -	9 月下旬頃
4987458044731	04-473	PSV23G*3/4ハード コネクタ-ラッパ -	9 月下旬頃
4987458044335	04-433	PSV 23G* 5/8 ラッパ -	9 月下旬頃
4987458044632	04-463	PSV23G*5/8ハード コネクタ-ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044144	04-414	PSV 24G* 3/4 ラッパ -	11 月中旬頃
4987458044748	04-474	PSV24G*3/4ハード コネクタ-ラッパ -	10 月中旬頃
4987458044151	04-415	PSV 25G* 3/4 ラッパ -	12 月上旬頃
4987458044755	04-475	PSV25G*3/4ハード コネクタ-ラッパ -	2026 年 1 月頃
4987458044274	04-427	PSV 27GX 3/4 ラッパ -	2026 年 4 月
4987458044588	04-458	PSV27GX3/4ハード コネクタ-ラッパ -	2026 年 8 月



JANCD	商品 CD	品番
4987458040788	04-078	PSVセツト 18GX 3/4
4987458040795	04-079	PSVセツト 19GX 3/4
4987458040801	04-080	PSVセツト 20GX 3/4
4987458040818	04-081	PSVセツト 21GX 3/4
4987458040917	04-091	PSVセツト 21GX 5/8
4987458040825	04-082	PSVセツト 22GX 3/4
4987458040924	04-092	PSVセツト 22GX 5/8
4987458040832	04-083	PSVセツト 23GX 3/4
4987458040931	04-093	PSVセツト 23GX 5/8
4987458040849	04-084	PSVセツト 24GX 3/4
4987458040856	04-085	PSVセツト 25GX 3/4
4987458040870	04-087	PSVセツト 27GX 3/4

以上