

ポリテックスノコ専用注文用紙

動物病院様のお電話番号を必ずご記入ください。

() - () - ()

FAX 番号 () - () - ()

動物病院名

フリガナ

お支払い方法

① ベッツポイント
※どちらかを○で囲んでください。

利用する

ポイント不足による差額は
②お支払い方法をご記入ください。

利用しない

②お支払い方法をご記入ください。

② お支払い方法 (ポイント差額分)
※どちらかを○で囲んでください。

月締め振込

月締め口座振替

※「口座振替」の場合は、事前にお申込みが必要です。
ご希望の方には申込用紙をお送りします。

STEP1: スノコのタイプを選択ください。

高床型

低床型

軽量型

小メッシュ

STEP2: 入院ケージの床面有効サイズをご記入ください。

※どれかを○で囲んでください。

幅	(mm)	奥行	(mm)
---	------	----	------

ケージの内寸をご記入ください

<測定の際のご注意事項>

- 有効サイズとは、幅の場合、左右の垂直なステンレス板の間です。
- 奥行の場合、正面扉側のケージ開口部から奥の垂直なステンレス板の間です。
- 扉内側に取付物（床面から60mm以下の部分）がある場合は、奥行サイズをその分差し引いてください。（スノコの高さよりも高い位置にある取付物については、問題ありません。）

<スノコのサイズについて>

- スノコの仕上がりサイズは、記入いただいたサイズから幅、奥行きとも15mm（低床型は15mm～20mm）程度短いサイズとなります。
例）※幅600mm×奥行550mm⇒出来上がりサイズ：幅585mm×奥行535mm（高床型の場合）
※スノコの高さ：[高床型]約50mm（脚高約20mm）/[低床型・軽量型・小メッシュ]約30mm（脚高約20mm）
※スノコ上限サイズ：幅1165×奥行820（mm）まで。
- スノコの仕上がり外寸は樹脂コーティング処理事業で±3mm程度の誤差が発生する場合があります。
- サイズ指定でご注文の場合、ご希望のサイズを下記にご記入ください。

【希望サイズ】 幅 mm 奥行 mm

STEP3: ご注文数量をご記入ください。価格はスノコのサイズに応じて変動いたします。

数量	枚
----	---

※価格は下記をご参照ください。0.50㎡超のサイズは別途見積
させていただきます。
※ご要望等ございましたら、通信欄にご記入ください。

サイズ	スノコ面積 (㎡)	高床型	低床型	軽量型	小メッシュ
Aサイズ	0.36㎡以下	¥36,740(税込)	¥34,870(税込)	¥32,120(税込)	¥32,120(税込)
Bサイズ	0.40㎡以下	¥38,500(税込)	¥36,740(税込)	¥33,990(税込)	¥33,990(税込)
Cサイズ	0.50㎡以下	¥40,480(税込)	¥38,500(税込)	¥35,750(税込)	¥35,750(税込)
Dサイズ	0.50㎡超	別途御見積			

【仕様】PVCプラスチック、スチール、【カラー】アイボリー
※メーカーからの直送となります。※オーダーメイド品のため、返品・交換はお受けいたしかねます ※納期：お届けまで約1ヶ月。

[通信欄]

お問い合わせ



0120-757-252

(受付時間 月～金/9:00～17:00)

フリーコール

(24時間受付)

FAX 0120-443-306

返信先 FAX 番号

PEPPY^{vet}