



## JMS スカルプペインセット生産工場等変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMSスカルプペインセットにつきまして、下記の通り生産工場の変更、規格統廃合及び、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 内容

- ・生産工場を、出雲工場からシンガポール工場へ変更いたします。
- ・規格の統廃合をいたします。【18G及び、針長 5/8 (16mm) 規格の廃止】
- ・個包装、内箱、外箱、チューブの仕様変更をいたします。

#### 対象規格

販売名：JMSスカルプペインセット

医療機器認証番号：14900BZZ00244000

太さ	変更前			変更後	規格廃止品
	品番	型式	JANコード	JANコード	代替規格
18G	JV-SV18L	18GX3/4	4987494022588	規格廃止	JV-SV19L
19G	JV-SV19L	19GX3/4	4987494022595	4987494328550	
20G	JV-SV20L	20GX3/4	4987494022601	4987494328567	
21G	JV-SV21L	21GX3/4	4987494022618	4987494328574	
	JV-SV21S	21GX5/8	4987494022625	規格廃止	JV-SV21L
22G	JV-SV22L	22GX3/4	4987494022632	4987494328581	
	JV-SV22S	22GX5/8	4987494022649	規格廃止	JV-SV22L
23G	JV-SV23L	23GX3/4	4987494022656	4987494328598	
	JV-SV23S	23GX5/8	4987494022663	規格廃止	JV-SV23L
24G	JV-SV24L	24GX3/4	4987494022670	4987494328604	
25G	JV-SV25L	25GX3/4	4987494022687	4987494328611	
	JV-SV25S	25GX5/8	4987494022694	規格廃止	JV-SV25L
27G	JV-SV27	27GX1/2	4987494022700	4987494328628	

※JANコードが変更になります

※品番、型式、価格の変更はございません。

## 仕様変更

- ・原産国 (MADE IN SINGAPORE) を、個包装、内箱、外箱に印字
- ・チューブ長の変更 変更前：360mm → 変更後：300mm

個包装	変更前	変更後
デザイン		
製造番号 使用期限表示		

内箱	変更前	変更後
デザイン 及び 開封方向	 ミシン目に沿って開封	 開封方向に沿って開封

※内箱、外箱；寸法、入数に変更はございません。

## 出荷時期

2021年7月以降、順次出荷見込となっております。

※在庫状況により流通時期が前後する場合がございます。また安定供給を最優先に進めておりますため、移行期間において一定期間ロットバックする場合がございますが、あらかじめご了承くださいませよう宜しくお願い申し上げます。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-923-107