

## ポリテックスノコ専用注文用紙

動物病院様のお電話番号を必ずご記入ください。

( ) - ( ) - ( )

FAX 番号 ( ) - ( ) - ( )

動物病院名

フリガナ

お支払い方法

① ベツポイント  
※どちらかを○で囲んでください。  利用する  利用しない ②お支払い方法をご記入ください。

② お支払い方法 (ポイント差額分)  月締め振込  月締め口座振替 ※「口座振替」の場合は、事前にお申込みが必要です。ご希望の方には申込用紙をお送りします。

STEP1: スノコのタイプを選択ください。

 高床型 低床型 軽量型 小メッシュ

STEP2: 入院ケージの床面有効サイズをご記入ください。

※どれかを○で囲んでください。

幅	(mm)	奥行	(mm)
---	------	----	------

ケージの内寸をご記入ください

&lt;測定の際のご注意事項&gt;

- 有効サイズとは、幅の場合、左右の垂直なステンレス板の間です。
- 奥行の場合、正面扉側のケージ開口部から奥の垂直なステンレス板の間です。
- 扉内側に取付物 (床面から 60mm以下の部分) がある場合は、奥行サイズをその分差し引いてください。(スノコの高さよりも高い位置にある取付物については、問題ありません。)

&lt;スノコのサイズについて&gt;

- スノコの仕上がりサイズは、記入いただいたサイズから幅、奥行きとも 15mm (低床型は 15mm~20mm) 程度短いサイズとなります。

例) ※幅 600mm × 奥行 550mm ⇒ 出来上がりサイズ: 幅 585mm × 奥行 535mm (高床型の場合)

※スノコの高さ: [高床型] 約 50mm (脚高約 20mm) / [低床型] 約 30mm (脚高約 20mm)

※スノコ上限サイズ: [高床型] 幅 1165 × 奥行 820 (mm)、[低床型] 幅 800 × 奥行 800 (mm) まで。

- スノコの仕上がり外寸は樹脂コーティング処理事業で ±3mm 程度の誤差が発生する場合があります。
- サイズ指定でご注文の場合、ご希望のサイズを下記にご記入ください。

【希望サイズ】 幅 mm 奥行 mm

STEP3: ご注文数量をご記入ください。価格はスノコのサイズに応じて変動いたします。

数量	枚
----	---

※価格は下記をご参照ください。0.50 m<sup>2</sup>超のサイズは別途見積させていただきます。

※ご要望等ございましたら、通信欄にご記入ください。

サイズ	スノコ面積 (m <sup>2</sup> )	高床型	低床型	軽量型	小メッシュ
A サイズ	0.36 m <sup>2</sup> 以下	¥31,130(税込)	¥27,500(税込)	¥24,200(税込)	¥24,200(税込)
B サイズ	0.40 m <sup>2</sup> 以下	¥32,670(税込)	¥29,150(税込)	¥25,850(税込)	¥25,850(税込)
C サイズ	0.50 m <sup>2</sup> 以下	¥34,210(税込)	¥30,800(税込)	¥27,500(税込)	¥27,500(税込)
D サイズ	0.50 m <sup>2</sup> 超	別途御見積			

【仕様】 PVC プラスチック、スチール、【カラー】 アイボリー

※メーカーからの直送となります。※オーダーメイド品のため、返品・交換はお受けいたしかねます ※納期: お届けまで約 1 ヶ月。

[通信欄]

お問い合わせ

0120-757-252 (受付時間 月~金/9:00~17:00) ※土/9:00~17:00 (FAX・メール受付のみ)

0120-443-306

PEPPY<sup>vet</sup> 返信先 FAX 番号