

ソラクト 輸液 250mL品 容器・包装変更のご案内

2025年10月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、ソラクト輸液250mL品につきまして、下記のとおり、容器および包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。なお、今後、同様の変更をいくつかの製品で実施予定です。

謹白

記

■ 変更内容


- ①製品本体（バッグ）の仕様および表示デザインを変更いたします。
また、ゴム栓部のシール（袋口シール）を「透明」から「白色（不透明）」に変更いたします。

変更前



袋口
シール有

変更後




袋口
シール有

	変更前	変更後
材質	バッグ：EVAC、ゴム 袋口シール：PET、PP	バッグ：PE、ゴム 袋口シール：PET、PP
寸法	全長 約233mm×幅 約92mm	全長 約230mm×幅 約129mm
シートの厚み	約350μm	約250μm
空バッグ重量	約22.0g	約21.2g
予備容量	約65mL	約245mL
ゴム栓穿刺面径	φ 12.2mm	φ 15mm

②包装袋の仕様および表示を変更いたします。

変更前



変更後



注意) 写真は250mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。

③出荷箱のサイズおよび表示デザインを変更いたします。また、カッターナイフを使わずに封かんテープを剥がせる仕様に変更いたします。

変更前



幅(W)370mm×奥行き(D)200mm×高さ(H)230mm
約6.1kg

変更後



幅(W)270mm×奥行き(D)267mm×高さ(H)257mm
約6.2kg

〈開封方法〉

開封用ミシン目を押し込み、テープをつかみ、引き上げます。



■ **変更開始時期** 2025年11月末
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ **変更対象品種**
ソルラクト輸液（250mL×20袋）

変更前

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A03NRV	350029737	 (01)04987350029744	 (01)14987350029734	1078435010102



変更後

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC03NR	892153990	 (01)04987892154003	 (01)14987892153997	1078435010201	250804CA

※なお、一定期間、出荷箱に貼付しておりますラベルに「仕様変更品」の追記をさせていただきます。

