


国際規格導入に伴う人体用翼状針の コネクタ変更に関して

獣医療でも輸液や採血等に広く使用されている翼状針(滅菌済み翼付針)ですが、2023年6月に厚生労働省より国際規格 ISO 80369-7 に準じた認証基準へ改正されました。それに伴い旧認証基準に基き製造していた各社翼状針(滅菌済み翼付針)は2026年5月までに一部形状が変更となります。



【従来規格】

柔らかいソフトコネクタ
キャップ付



【新規格】

ロック端子
キャップ無



輸液セットやシリンジを接続するコネクタ部分の規格が変わります。従来はキャップ付の柔らかいソフトコネクタが主流でしたが、変更後はキャップが無くなり(別売りの保護栓等が必要)、ロック端子のついたハードコネクタに統一されます。

切替期限:2026年5月までに完全切替

他社製品は一部、すでに新規格品が出荷されております。
製品が到着してから発覚するケースが増えておりますのでご注意ください。

重要 トップ翼状針 動物用 の形状は変更しません!!

トップは従来のソフトコネクター(キャップ付)で製造継続いたします。

キャップ付の製品をご希望の場合は是非当社製品をご検討ください。

品 種	製 品 コード	針の長さ	包装単位
21G	017823	16mm	50 本/箱 20 箱/ケース
22G	017824		
23G	017825		
18G	017008	19mm	
19G	017009		
20G	017010		
21G	017011		
22G	017012		
23G	017013		
24G	017014		
25G	017015	13mm	
27G	017016		

製造販売業者: **株式会社トップ**

本社 〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
<https://www.top-tokyo.co.jp/index.html>

ブロードケア事業部

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目18番12号
TEL: 03-3811-8231

ブロードケア西日本事業所

〒651-0086
神戸市中央区磯上通2丁目2番21号
TEL: 078-230-3632