


〈アトレスケア〉を使用したケア

伸縮性のあるテープの復元力を利用。
引っ張って伸ばしたテープ中央部だけが貼ったときに収縮し、
皮膚に“寄せる力”を加えます。



テープ中央部分を手で引っ張って伸ばし、傷跡部分に貼ります。
伸びたテープが元に戻ろうとして縮みます。




皮膚に貼ったテープの中央部分だけが縮み、
広がろうとする皮膚に“寄せる力”を加えることができます。

従来のサージカルテープを使用したケア

固くて伸縮性のないテープを貼るだけなので、
テープの収縮による
“寄せる力”を皮膚に加えることができません。



サージカルテープを
傷跡にかぶせて貼ります。



テープで皮膚を上から押さえて固定するだけなので、
広がろうとする皮膚に“寄せる力”を加えることはできません。

(当社比)

サージカルテープでの処置に比べ傷跡が広がりにくく、
革新的な傷跡ケアを実現。