

# テルフュージョンポンプ用輸血セット、 ポンプ用輸液セット（一部製品）、 ポンプ用定量輸液セットA（一部製品）、 仕様変更のご案内

2022年4月  
テルモ株式会社


謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、テルフュージョンポンプ用輸血セット、テルフュージョンポンプ用輸液セット（一部製品）、およびテルフュージョンポンプ用定量輸液セットA（一部製品）につきまして、下記のとおり、仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

## 記

### ■ 変更内容

医療機器認証基準の気密性規格の変更に伴い、下記のとおり製品仕様を変更いたします。  
製品本体の気密性向上のため、輸液チューブと先端ロックコネクタの間に接続していた継管チューブをなくし、輸液チューブと先端ロックコネクタを直接接続する仕様に変更いたします。



■ 変更開始時期 2022年4月より順次  
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

### ■ 変更対象品種

品名	コード番号	共通商品コード (JAN)
テルフュージョンポンプ用輸血セット	TB-PU300L	4987350147516
	TB-PU300LY	4987350088390
	TB-PU300LYE	4987350007155
テルフュージョンポンプ用輸液セット	TI-PJ300LN03	4987350004710
	TI-PJ300LY04	4987350004734
	TK-PA300L	4987350064813
	TK-PA300LY	4987892060410
テルフュージョンポンプ用定量輸液セットA	TS-PM370L417	4987350054753
	TS-PM370LY	4987350067890

ONLINE

TERUMO

# 心臓血管医療にてホシビーム式 (品名略一) 心臓血管医療にてホ (品名略一)A 心臓血管医療にてホ 内装の検査装置

製品名


販売名

心臓血管医療にてホシビーム式(品名略一)心臓血管医療にてホ(品名略一)A心臓血管医療にてホ内装の検査装置

心臓血管医療にてホシビーム式(品名略一)心臓血管医療にてホ(品名略一)A心臓血管医療にてホ内装の検査装置

心臓血管医療にてホシビーム式(品名略一)心臓血管医療にてホ(品名略一)A心臓血管医療にてホ内装の検査装置

心臓血管医療にてホシビーム式(品名略一)心臓血管医療にてホ(品名略一)A心臓血管医療にてホ内装の検査装置



一般の名称：輸血セット

販売名：テルフュージョンポンプ用輸血セット

医療機器認証番号：21200BZZ00088000

一般の名称：輸液ポンプ用輸液セット

販売名：テルフュージョンポンプ用輸液セット

医療機器認証番号：16100BZZ00668000

一般の名称：輸液ポンプ用輸液セット

販売名：テルフュージョンポンプ用定量輸液セットA

医療機器認証番号：20300BZZ00406000

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

www.terumo.co.jp

©テルモ株式会社 2022年3月作成  
22T095-1SZ5SZ2203