







Clip Magazines



サイズ	カラーコード	現寸図	品番	現寸図	品番
S			PL450SU		
			PL452SU (マルチバック)		
SM			PL453SU		
M			PL459SU		
ML			PL462SU		PL465SU
L			PL468SU		PL471SU
XL		マーケットで最も大きい 17.5mmの閉鎖長			PL475SU


クリップサイズ	Clip length (閉鎖前)	Clip length (閉鎖後)	結紮組織径目安
S	3.6mm	4.4mm	1mm～3mm
SM	4.8mm	5.4mm	2mm～5mm
M	5.8mm	6.8mm	4mm～6.5mm
ML	8.9mm	10.2mm	6mm～10mm
ML (ラッチ付)	9.4mm	10.8mm	6mm～10.5mm
L	12mm	13.3mm	9mm～13mm
L (ラッチ付)	12.6mm	14.5mm	9mm～14mm
XL (ラッチ付)	16.2mm	17.5mm	10mm～17mm

ラッチ無し



Size	A	B	C	D
S	3.6mm	4.1mm	1.6mm	4.4mm
S	3.6mm	4.1mm	1.6mm	4.4mm
SM	4.8mm	5.0mm	1.8mm	5.4mm
M	5.8mm	6.2mm	1.8mm	6.8mm
ML	8.9mm	7.8mm	2.0mm	10.2mm
L	12mm	10.4mm	2.6mm	13.3mm

ラッチ有り



Size	A	B	C	D
ML	9.4mm	7.9mm	2.0mm	10.8mm
L	12.6mm	10.5mm	2.6mm	14.5mm
XL	16.2mm	11.5mm	3.0mm	17.5mm