

ビデオ オトスコープ

特許取得

ANIMALLOOK

αシリーズ

アルファ

イメージセンサー
先端搭載



カメラ性能バージョンアップ

(アニマルックAL-3対比)

解像度


12倍

視野角

1.7倍

焦点深度

1.4倍



ANIMALOOK AL-3α

アニマルックエーエル3アルファ

動物用医療機器届出番号:30動薬第3418号

診療室でオーナー様と患部を確認するのも、
オペ室での処置をするのもこれ一本!

アニマルックAL-3α

希望小売価格：350,000円(税別)



鉗子孔を使用しての処置もできます! 各鉗子(別売)

サイズ	(長さ) 232mm × (幅) 22mm × (重量) 148g
先端径	最小3.3mm、スペキュラ孔 3.8mm×5.7mm、チューブ4.5mm
カメラ	照度450Lm、焦点深度 5-50mm、視野角 120度、1/18inch カラーCMOS、画素数16万画素
付属品	鉗子孔付スペキュラ(1)、チューブ(1)、チューブベース(2) ※1個装着済み、取扱説明書
ビューソフトウェア	Windows:カメラ、 MacOS:QuickTimePlayer
推奨PC	OS:Windows11/10/8、Macintosh(Mac10,10)以上 CPU:2.4GHz CoreDUO以上、RAM:4GB以上、USBポートタイプ:USB2