

ビデオ オトスコープ

特許取得

ANIMALLOOK

αシリーズ

アルファ

イメージセンサー
先端搭載



カメラ性能バージョンアップ

(アニマルックAL-3対比)

解像度


12倍

視野角

1.7倍

焦点深度

1.4倍



コデン株式会社

ANIMALOOK AL-2 α

アニマルックエーエル2アルファ

動物用医療機器届出番号:30動薬第3417号

アニマルックAL-2 α

希望小売価格：250,000円(税別)



サイズ	(長さ) 205mm × (幅) 25mm × (重量) 100g
先端径	最小3.3mm、スペキュラ 5.0mm、チューブ4.1mm
付属品	スペキュラ(1)、チューブ(10)、チューブベース(1)、取扱説明書



コデン株式会社

www.Codan.co.jp
info@codan.co.jp

東京都豊島区巣鴨1丁目4番16号
TEL.03-5981-8611 FAX.03-5981-8878

*品目、製品情報、製品仕様、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。詳細については弊社製品取扱販売店へご確認ください。