

富士ドライケムスライドが リニューアル

2021年1月
発売予定

従来の項目すべてが動物専用スライドに変わります

イヌ、ネコ検体のデータを確認、検証し、新たに動物専用のスライドを発売いたします。
獣医療現場に最適化した製品で、現場の診療を精度と運用面でサポートいたします。

包装単位を少量に

使用量の少ない6項目を24枚包装製品に。使用期限を気にせず院内検査にご導入いただけます。

イヌ、ネコ対象に

対象動物はイヌ、ネコ。動物専用スライドとして、今後も進化を続けます。

■新商品について

- パッケージが紫色からオレンジ色に変わります。
- 性能は一部の項目を除き、変更ありません。

変更内容は右ページにてご案内致します。

- 商品名、商品番号が変わります。ご注文方法につきましては、発売前に改めてご案内いたします。

製品ラインアップ

50枚包装製品

GLU	TP	ALB	BUN
CRE	TCHO	TBIL	Ca
IP	GOT	GPT	ALP
GGT	LIP	CRP	NaCl



24枚包装製品

NH ₃	TG
CPK	AMY
LDH	Mg



※vc-CRP、v-LIPはイヌのみ対象です。

複数項目のワンパック試薬が新登場

スクリーニング検査に必要な項目を一つにまとめた試薬です。

一度の作業で複数スライドをセット完了、検査の効率化と総合的な評価を支援します。


〈スクリーニングスライド ラインアップ〉

スクリーニング15	スクリーニング7	スクリーニング+9
犬・猫用スクリーニング	術前検査	追加検査
TP ALB GPT ALP	TP GPT	LIP AMY
GGT TBIL TCHO GLU	ALP GLU	Mg TG
BUN CRE IP Ca	BUN CRE	GOT/AST NaCl
GLOB* ALB/GLOB* BUN/CRE*	BUN/CRE*	Na/K*
12枚×6包装 72枚/箱	6枚×12包装 72枚/箱	6枚×6包装 36枚/箱

※右記の機種ではご使用になれません：富士ドライケム 3500V/7000V/3000V/5500V ※スクリーニング+9は電解質測定機能付きの機種のみご使用可能です。
※演算項目は富士ドライケム NX700V/NX500V(一部バージョン)の機器設定変更によって出力が可能です。


ご使用可能な機種

富士ドライケム NX700V/NX500V/7000VZ/4000V



検査システム・電子カルテとの接続状況のご登録が必要です

富士ドライケムを検査システム・電子カルテ等と連携し、測定結果を転送されているご施設様では、**新スライドへの切り替え前にシステムの設定変更が必要となります。**つきましては、設定変更方法についてご連絡を差し上げたく、右記QRコードから専用webサイトへアクセスいただき、ご使用中のシステムについてご回答いただきますようお願い申し上げます。ご回答いただきましたお客様へは、弊社担当者よりご連絡いたします。



回答入力用
Webサイトは
こちら！

