


NEW CODE GUIDE SUTURES

Next Generation CV Needle (対象針コード: CV-1, CV-11, CV-15, CV-23, CV-24)


針の刺通力と曲げ強度が従来品よりも向上しています。




CV-1(3/8サークル・丸針9mm) 刺通性能比較



CV-23(1/2サークル・丸針17mm) 刺通性能比較



New CV Needle パッケージ及び外箱



※対象の切り替えコードは、製品コード末尾に「-2」が付加されます。

※使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。
 ※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止をすることもございます。あらかじめご了承下さい。
 許可無く本カタログの全部または一部の複製、転載を禁じます。

Medtronic

販売名: サージプロII 医療機器承認番号: 22000BZX00734000 クラス: III
 販売名: マクソン 医療機器承認番号: 16100BZY01247000 クラス: IV
 販売名: ソフシルク 医療機器承認番号: 20500BZY00290000 クラス: III

コヴィディエンジャパン株式会社

サージカルイノベーション

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

© 2021 Medtronic. Medtronic, Medtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

mt-wc-cvndl-01
2106.5000.y.SI-A274