

ポリテックスノコのご注文方法

▶スノコの形状について


従来の「低床型」をベースに軽量化し「スタンダードモデル」としてお取扱いを開始しました。
※これに伴い、従来の「高床型」の通常販売は終了いたします。特注扱いにてご対応させていただきます。

<New スタンダードモデル>

脚は裏面に分散配置され、高さは約30mmとなります。

従来の「低床型」に比べ、約16%軽量化いたしました。耐荷重・耐久性は同等です。

ペットシート等の交換にはスノコを持ち上げていただく必要があります。



①ご注文方法(サイズオーダーの場合)

1. WEB サイトもしくは FAX にてご注文いただけます。

WEB サイト商品ページ:ポリテックスノコ(サイズオーダー)

<https://www.vetswan.com/shop/item/id/D83003>

2. 「ポリテックスノコ 専用注文用紙」に必要事項をご記入ください。

WEBサイトからのご注文の場合もご記入／ご提出をお願いいたします。

入院ケージの【床面有効サイズ】もしくは仕上がり【希望サイズ】を必ずご記入ください。

●【床面有効サイズ】の記入欄

▶入院ケージの床面有効サイズをご記入ください。

幅	(mm)	奥行	(mm)
---	------	----	------

ケージの内寸をご記入ください

⇒ご記入いただいた【床面有効サイズ】より幅・奥行とも15mm短いサイズにて作製いたします。

※スノコの樹脂コーティング処理事業により±3mm程度の誤差が生じる場合がございます。

●【希望サイズ】の記入欄

- スノコの仕上がり外寸は樹脂コーティング処理事情で±3mm程度の誤差が発生する場合があります。
- サイズ指定でご注文の場合、ご希望のサイズを下記にご記入ください。

【希望サイズ】 幅 mm 奥行 mm

⇒ご記入いただいた【希望サイズ】どおりに作製いたします。


※スノコの樹脂コーティング処理事情により±3mm 程度の誤差が生じる場合がございます。

<床面有効サイズについて>

ケージの湾曲部分を考慮せず、幅・奥行とも②で内寸を採寸ください。

スノコはクリアランスとして幅・奥行とも 15mm 確保していますので、ケージ内部に湾曲部分があっても問題なく収まります。

奥行について、扉内側に床面から 60mm 以下に取付物がある場合は、奥行きサイズをその分差し引いてください。(奥行②')



3. WEB サイトよりご注文いただく場合、仕上がりサイズに応じた A～C サイズのいずれかをご選択ください。D サイズのみ別途御見積となりますので、「この商品の価格を問い合わせる」ボタンよりお問い合わせください。

●WEBサイト・ご注文フォーム

ポリテックスノコ (サイズオーダー)

★お買い物候補(すべて) カートに入れる

※発生ポイント数については、カート内の「ポイント明細」にてご確認くださいませ。

申込番号	タイプ	販売価格	個数
v036075 ★お買い物候補	Aサイズ・0.36m2以下	¥22,000 (¥24,200)	<input type="text" value="1"/> − + メーカー直送
v036076 ★お買い物候補	Bサイズ・0.40m2以下	¥23,500 (¥25,850)	<input type="text" value="1"/> − + メーカー直送
v036077 ★お買い物候補	Cサイズ・0.50m2以下	¥25,000 (¥27,500)	<input type="text" value="1"/> − + メーカー直送
v036078 ★お買い物候補	Dサイズ・0.50m2以上	¥0 (¥0)	<input type="text" value="0"/> − + 購入不可

4. 「ポリテックスノコ 専用注文用紙」をペピバツツサポートデスクまでご返信ください。
専用注文用紙のご返信がない場合、ご注文は保留とさせていただきます。必ずご返信をお願いいたします。

②ご注文方法(ご使用中のケージサイズ別オーダーの場合)

- WEB サイトもしくは FAX にてご注文いただけます。
WEB 商品ページ:ポリテックスノコ(ケージサイズ別)
<https://www.vetswan.com/shop/item/id/D83004>
- WEB サイトからご注文の場合
ご注文フォームに『メーカー・【ケージ品種 品番】・スノコの仕上がりサイズ』を表示しております。
ご使用中のケージをご確認の上、適切なサイズをご注文ください。

●WEBサイト・ご注文フォーム

ポリテックスノコ (ケージサイズ別)

★お買い物候補(すべて) カートに入れる

※発生ポイント数については、カート内の「ポイント明細」にてご確認くださいませ。

申込番号	タイプ	販売価格	個数
v036079 ★お買い物候補	ビューバス・【ステンレスケージ 102用】 545×535×30mm	¥22,000 (¥24,200)	<input type="text" value="1"/> − + メーカー直送
v036079 ★お買い物候補	ビューバス・【ステンレスケージ 202用】 545×685×30mm	¥23,500 (¥25,850)	<input type="text" value="1"/> − + メーカー直送

3. FAX でのご注文の場合

「ポリテックスノコ 専用注文用紙(ケージサイズ別)」をご利用ください。

標準的なケージ内寸・出来上がりサイズを掲載しておりますので、こちらよりご希望のサイズをご選択ください。

●メニックス

製品	品番	幅 W	奥行 D
ST ケージ	ST-A	560	500
	ST-B1/2	560	650
	ST-C1/2	560	650
DX ケージ	DX-A	560	500
	DX-B1/2	560	705



スノコ仕上がりサイズ (目安) ・単位 (mm)

申込番号	幅 W	奥行 D	スタンダードモデル 価格 (税抜)	枚数
vy07863	545	485	¥22,000	
vy07864	545	635	¥22,000	
vy07865	545	635	¥22,000	
vy07866	545	485	¥22,000	
wv07867	545	690	¥23,500	

4. ご注文の際の注意事項(ケージ別サイズオーダー)

WEBサイト・ご注文フォーム/専用注文用紙(ケージサイズ別)記載の寸法は、あくまでもメーカーカタログに準じた公称サイズであり、実測値と異なる場合がございます。

必ずお使いのケージ内寸をご確認の上、適切なサイズをご選択ください。

適合するサイズがない場合は、①ご注文方法(サイズオーダーの場合)に従いご注文ください。

また、スノコ仕上がりサイズは、扉内側の取付物のサイズを考慮しておりません(下図の奥行②に準じたサイズとなります)。

扉内側に床面から 60mm 以下に取付物がある場合も、①ご注文方法(サイズオーダーの場合)に従いご注文ください。

